

# PH304

**3-section table specially conceived for physiotherapy treatments with breather hole and plug. Handlebar armrest system under the headrest. Equipped with 2 motors that control the height of the table and the middle section. The height is adjusted by means of a perimeter foot switch placed at the table base. The headrest is adjustable by 2 gas lifts with activating lever. 4-wheel system which can be locked and unlocked from one end of the table base. Provided with safety lock. PVC upholstery in grey colour.**

Camilla de 3 secciones especialmente indicada para tratamientos de fisioterapia con agujero facial y tapón. Manillar reposabrazos ubicado debajo del cabezal. Equipada con 2 motores que controlan la altura de la camilla y la sección central. La altura se ajusta mediante control perimetral ubicado en la base. Cabezal ajustable con 2 pistones de gas que se accionan mediante palanca. Cuenta con 4 ruedas con bloqueo que se activan desde un extremo de la camilla. Bloqueo de seguridad con llave. Tapizado en PVC gris.

Table à 3 plans spécialement conçue pour des traitements de kinésithérapie avec trou facial et bouchon. Guidon repose main en dessous de la tête. Équipée de 2 moteurs qui règlent la hauteur et la cyphose. La hauteur se règle au moyen d'une commande périphérique autour de la table. La tête est réglable par 2 vérins à gaz qui s'activent par levier. Système de déplacement à 4 roulettes avec levier de blocage et déblocage placé en bout de table. Verrouillage de sécurité avec clé. Revêtement en PVC gris.

3-teilige Liege ideal für physiotherapeutische Behandlungen. Mit Gesichtsausschnitt und Kissen. Lenker als Handstütze unter dem Kopfteil. Die Liege ist mit 2 Motoren zur Höhe und Dachverstellung ausgestattet. Die Höhe der Liege wird mit Rundumschaltung eingestellt. Kopfteil mit 2 Gasfeder und Hebel regulierbar. Mit 4 Rollen, die an einem Ende der Liege aktiviert werden können. PVC Polsterung in Grau.

Lettino a 3 sezioni appositamente concepito per trattamenti fisioterapici con foro viso e cuscinetto. Sistema di braccioli a manubrio sotto la poggiatesta. Dotato di 2 motori che regolano l'altezza del lettino e il modulo centrale. L'altezza si regola tramite un controllo perimetrale situato alla base. La poggiatesta è regolabile tramite 2 pistoni a gas con leva di azionamento. Sistema a 4 ruote che possono essere bloccate e sbloccate da un'estremità della base del lettino. Rivestimento in PVC di colore grigio.

## Physiotherapy Bed

**Ref. PH304.2.A66**

Product size: 196x67x50/90 cm

Weight: 92 Kg

Upholstery: PVC

Motors: 2

NEW

2  
MOTOR

- 1** Angle +30° ~ -40°
- 2** Up and Down 50/90 cm
- 3** Thickness 6cm
- 4** Lock/unlock wheels

### PACKING SIZE cm

206x74x50

N.W. kg

92

G.W. kg

100

MAX WEIGHT

180 kg



# PH304

