

PRO 201

Electric treatment table



ENG

- Two-section electric table with medical device certification for physiotherapy treatments.
- Height adjustable from 43,5 cm to 90,5 cm in horizontal position, by hand controller.
- Backrest inclination of +80°, by gas lift.
- 2 pairs of retractable wheels for easy movement.
- Includes facial hole.
- Roll holder included.
- Hand controller included

ESP

- Camilla eléctrica con certificación de producto sanitario de dos secciones para tratamientos de fisioterapia.
- Altura ajustable de 43,5 cm a 90,5 cm en posición horizontal, mediante mando de control.
- Inclinación de +80° del respaldo, mediante pistón de gas.
- 2 pares de ruedas retráctiles para facilitar el movimiento.
- Incluye agujero facial.
- Portarrollos incluido.
- Mando de control incluido.

FR

- Table électrique à deux sections avec certification de dispositif médical pour les traitements de physiothérapie.
- Hauteur réglable de 43,5 cm à 90,5 cm en position horizontale par télécommande.
- Inclinaison du dossier de +80°, par piston à gaz.
- 2 paires de roues rétractables pour un déplacement aisé.
- Trou pour le visage inclus.
- Porte-rouleau inclus.
- Télécommande inclus.

IT

- Lettino elettrico a due sezioni con certificazione di dispositivo medico per trattamenti di fisioterapia.
- Altezza regolabile da 43,5 cm a 90,5 cm in posizione orizzontale, attraverso un comando di controllo.
- Inclinazione dello schienale di +80°, tramite pistone a gas.
- 2 coppie di ruote retrattili per facilitare gli spostamenti.
- Include un foro per il viso.
- Porta rotolo incluso.
- Comando di controllo incluso.

DE

- Elektrische Therapieliege mit Medizinprodukt-Zertifizierung, zweiteilig, für physiotherapeutische Behandlungen.
- Höhenverstellung von 43,5 cm bis 90,5 cm in flacher Position über Handschalter.
- Rückenlehne neigbar bis +80° mittels Gasfeder.
- Zwei Paar einziehbare Rollen zur Erleichterung der Bewegung.
- Mit Gesichtloch.
- Inklusive Papierrollenhalter.
- Inklusive Handschalter.




CERTIFICATIONS (EU) 2017/745

Class I Medical Device. European regulation of medical devices

	195 x 68 cm
	43,5 - 90,5 cm
	75 kg
	250 kg
	AC 220-240V 50/60Hz
	1 motor, 8000 N DC24V, 6 A
	10%, Max 2 Min ON/ 18 Min OFF
	5,5 cm - 40 kg/m ³
	Medical PVC - M2
	OPTIONAL Battery with charge control
	Displacement 23 cm



**WARRANTY
2 YEARS**






PRO 201

Electric treatment table

TECHNICAL DATA SHEET

SKU 110051*

UDI-DI 06973134778272



* Measurements $\pm$ 0,5 cm

