

TITAN 301

Electric treatment table

TECHNICAL DATA SHEET

SKU 110032*

UDI-DI 06973134778210



ENG

- Electric massage table with two bodies for massage and physiotherapy treatments.
- Height adjustable from 44 cm to 95 cm in flat position.
- Backrest with 2 gas pistons and inclination +80°/-30°.
- Perimeter bar for height adjustment.
- System of 4 retractable wheels for easy movement.
- Includes facial hole.
- Roll holder included.

ESP

- Camilla de masajes eléctrica de dos cuerpos para tratamientos de masaje y fisioterapia.
- Altura ajustable de 44 cm a 95 cm en posición plana.
- Respaldo con 2 pistones de gas e inclinación +80°/-30°.
- Barra perimetral para regular la altura.
- Sistema de 4 ruedas retráctiles para facilitar el movimiento.
- Incluye agujero facial.
- Portarrollos incluido.

FR

- Table de massage électrique à deux corps pour les traitements de massage et de physiothérapie.
- Hauteur réglable de 44 cm à 95 cm en position plate.
- Dossier avec 2 pistons à gaz et inclinaison +80°/-30°.
- Barre périphérique pour le réglage de la hauteur.
- Système de 4 roues rétractables pour un déplacement aisé.
- Trou pour le visage inclus.
- Porte-rouleau inclus.

IT

- Lettino da massaggio elettrico a due corpi per trattamenti di massaggio e fisioterapia.
- Altezza regolabile da 44 cm a 95 cm in posizione piana.
- Schienale con 2 pistoni a gas e inclinazione +80°/-30°.
- Barra perimetrale per la regolazione dell'altezza.
- Sistema di 4 ruote retrattili per un facile spostamento.
- Include un foro per il viso.
- Porta rotolo incluso.

DE

- Elektrischer Massagetisch mit zwei Körpern für Massage- und Physiotherapiebehandlungen.
- Höhenverstellbar von 44 cm bis 95 cm in flacher Position.
- Rückenlehne mit 2 Gaskolben und Neigung +80°/-30°.
- Perimeter Bar für die Höhenverstellung.
- System von 4 einziehbaren Rädern für einfache Bewegung.
- Inklusive Gesichtsloch.
- Inklusive Rollhalter.



WARRANTY
2 YEARS



200 x 70 cm



44 - 95 cm



KG

79 kg



Max.

200 kg



AC 100-240V 50/60Hz



1 motor, 6000 N
DC24V, 8 A



10%, Max 2 Min ON/
18 Min OFF



5,5 cm - 40 kg/m³



Medical PVC






TITAN 301

Electric treatment table

TECHNICAL DATA SHEET

SKU 110032*

UDI-DI 06973134778210



MD

CERTIFICATIONS (EU) 2017/745

Class I Medical Device. European regulation of medical devices