

TITAN 304

Electric treatment table

TECHNICAL DATA SHEET

SKU 110035*

UDI-DI 06973134778241



	196 x 68 cm
	46 - 96 cm
	98 kg
	200 kg
	AC 100-240V 50/60Hz
	2 motor, 6000 N DC24V, 8 A
	10%, Max 2 Min ON/ 18 Min OFF
	5,5 cm - 40 kg/m ³
	Medical PVC



WARRANTY
2 YEARS

	●
	○

ENG

- Electric physiotherapy treatments table with five bodies.
- Adjustable height from 46 cm to 96 cm in flat position.
- Adjustable headrest with gaslift -30°/+70° tilt and manually adjustable armrests.
- Adjustable footrest with gas lift (0°/+70°).
- Perimeter bar for height adjustment.
- Hand control for Trendelenburg/Kyphosis (+20°).
- System of 4 retractable wheels for easy movement.
- Includes facial hole and Roll holder.

ESP

- Camilla eléctrica para tratamientos fisioterapia 5 cuerpos.
- Altura ajustable de 46 cm a 96 cm en posición plana.
- Reposacabezas ajustable con pistón de gas e inclinación -30°/+70° y reposabrazos ajustables manualmente.
- Reposapiés ajustable con pistón de gas (0°/+70°).
- Barra perimetral para regular la altura.
- Mando para Trendelenburg/ Cifosis (+20°).
- Sistema de 4 ruedas retráctiles para facilitar el movimiento.
- Incluye agujero facial y portarrollos.

FR

- Table électrique pour les traitements de physiothérapie à cinq corps.
- Hauteur réglable de 46 cm à 96 cm en position plate.
- Appui-tête réglable avec vérin à gaz, inclinaison -30°/+70° et accoudoirs réglables manuellement.
- Repose-pieds réglable avec vérin à gaz (0°/+70°).
- Barre périphérique pour le réglage de la hauteur.
- Commande pour Trendelenburg/Cyphose (+20°).
- Système de 4 roues rétractables pour un déplacement aisé.
- Trou pour le visage inclus et un porte-rouleau.

IT

- Lettino elettrico 5 corpi per trattamenti di fisioterapia.
- Altezza regolabile da 46 cm a 96 cm in posizione piana.
- Poggiatesta regolabile con pistone a gas inclinazione -30°/+70° e braccioli regolabili manualmente.
- Poggiapièdi regolabile con pistone a gas (0°/+70°).
- Barra perimetrale per la regolazione dell'altezza.
- Comando per Trendelenburg/Cifosi (+20°).
- Sistema di 4 ruote retrattili per un facile spostamento.
- Include foro per il viso e porta rotolo.

DE

- Elektrischer Massageliege mit fünf Körpern für physiotherapeutische Behandlungen.
- Verstellbare Höhe von 48 cm bis 98 cm in flacher Position.
- Verstellbare Kopfstütze mit Gasfeder -30°/+70° Neigung und manuell verstellbare Armlehnen.
- Verstellbare Fußstütze mit Gasfeder (0°/+70°).
- Perimeter Bar für die Höhenverstellung.
- Steuerknopf für Trendelenburg/Kyphose (+20°).
- System von 4 einziehbaren Rädern für einfache Bewegung.
- Inklusive Gesichtsloch und Rollenhalter.

TITAN 304

Electric treatment table

TECHNICAL DATA SHEET


SKU 110035*

UDI-DI 06973134778241

37 cm.


50 cm.

102 cm.




68 cm.


196 cm.



96 cm.



46 cm.



MD

CERTIFICATIONS (EU) 2017/745

Class I Medical Device. European regulation of medical devices